

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eg5/Kif11 Para Wb & Elisa - P52732

Número do item: CM0010643



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-EG5/KIF11 adequado para aplicações de WB e ELISA. Tem como alvo a cinesina Eg5 humana envolvida na mitose e no transporte intracelular. Proteína de 119 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho EG5/KIF11
Observações/Apelido	EG5; HKSP; KNSL1; MCLMR; TRIP5; EG5/KIF11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3832
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 900-1056 do EG5/KIF11 humano (P52732)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P52732
Peso Proteico	119kDa
Envio	Saco de gelo