

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eg5/Kif11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52732

Número do item: CM0027467



introdução

O pAb de coelho EG5/KIF11 da CamelBio é validado em WB, IF/ICC, ELISA, visando o EG5 humano (119kDa, P52732). Uma proteína motora de cinesina crítica para a bipolaridade do fuso, mitose e secreção de Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EG5/KIF11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EG5; HKSP; KNSL1; MCLMR; TRIP5; EG5/KIF11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3832
ID do Gene	3832
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 797-1056 do EG5/EG5/KIF11 humano (NP_004514.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P52732
Peso da Proteína	119kDa
Envio	Saco de gelo