

Anticorpo Monoclonal Anti-Egf Para Wb - P01132

Número do item: CM0012518



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra o EGF de camundongo, um fator de crescimento que estimula a proliferação celular e a reabsorção de magnésio. Validado para Western blot e ELISA. Perfeito para pesquisas em sinalização celular, função renal e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EGF Rabbit mAb
Observações/Apelido	EGF
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	1950
ID do Gene	13645
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 977-1029 do EGF de camundongo (NP_034243.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01132
Peso da Proteína	133kDa
Envio	Saco de gelo