

Anticorpo Policlonal Anti-Egf Para Wb, If-P, Elisa - P01133

Número do item: CM0014584



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EGF humano (Pró-fator de crescimento epidérmico) para aplicações em WB, IF-P e ELISA. Reage de forma cruzada com EGF de rato e camundongo. Adequado para pesquisa em fator de crescimento e regeneração tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EGF Coelho pAb
Observações/Apelido	URG; HOMG4; EGF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1950
ID do Gene	1950
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 851-950 do EGF humano (NP_001954.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01133
Peso Proteico	134kDa
Envio	Saco de Gelo