

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Egf Para Wb, Db, Elisa - P01133

Número do item: CM0030425



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o EGF humano (Pro-fator de crescimento epidérmico). Validado para WB, DB, ELISA; reatividade cruzada com camundongo. Imunógeno recombinante. Para uso em pesquisa na área de sinalização por fatores de crescimento e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EGF Rabbit pAb
Observações/Alias	URG; HOMG4; EGF
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1950
GeneID	1950
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 971-1023 do EGF humano (NP_001954.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P01133
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Bolsa de gelo