

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Egfl7 Para Wb - Q9Uhf1

Número do item: CM0029648

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-EGFL7 validado para Western blot (WB) e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em angiogênese e biologia vascular. Peso da proteína alvo de ~30 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EGFL7 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	NEU1; ZNEU1; VE-STATIN; EGFL7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51162
GeneID	51162
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-100 da EGFL7 humana (NP_958854.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHF1
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo