


Anti-Egfr (L858R) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00533

Número do item: CM0010750



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho EGFR (L858R) específico para o mutante L858R do EGFR humano. Adequado para Western blot, IHC-parafina e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar sinalização oncogênica e resistência a inibidores de tirosina quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EGFR (L858R) mAb de Coelho
Observações/Apelido	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR (L858R)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1956
ID do Gene	1956
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 800-900 do EGFR humano (L858R) (P00533).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P00533
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Saco de gelo