


Anticorpo Monoclonal Anti-Egfr Para Wb, If-P, Elisa - P00533

Número do item: CM0004516



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-EGFR validado por KD para Western blot, IF-parafina e ELISA. Específico para EGFR humano, de camundongo e de rato. Baseado em imunógeno recombinante, ideal para pesquisa de sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validated] EGFR Rabbit mAb
Observações/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 335-525 do EGFR humano (NP_005219.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00533
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Bolsa de gelo