


## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Egfr Para Fc - P00533

Número do item: CM0011069



### introdução

O Rabbit anti-Human EGFR mAb detecta EGFR humano (P00533) por citometria de fluxo. Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo o domínio extracelular do EGFR, uma receptor tirosina quinase de 134 kDa fundamental na sinalização celular e na pesquisa do câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Rabbit anti-Human EGFR mAb                                                                                                                       |
| Observações/Apelido | ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2                                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 1956                                                                                                                                             |
| GeneID              | 1956                                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 335-525 do EGFR humano (NP_005219.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                           |
| Aplicação           | FC (Citometria de Fluxo)                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                           |
| SWISS               | P00533                                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 44kDa/69kDa/77kDa/134kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                                                  |