


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Egfr Para Wb, Elisa - P00533

Número do item: CM0004535



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-EGFR validado por KD para Western blot e ELISA. Específico para EGFR humano (134 kDa), adequado para pesquisa de sinalização de câncer e receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] EGFR Rabbit mAb
Observações/Apel	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; FR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 363-463 do EGFR humano. (NP_005219.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Saco de gelo