

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Egfr [Validado Por Kd] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00533

Número do item: CM0016229



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao EGFR humano (UniProt P00533). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para investigar a sinalização do EGFR em estudos sobre câncer, migração celular e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EGFR Rabbit pAb [Validado por KD]
Observações/Alíás	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; FR
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1021-1210 do EGFR humano (NP_005219.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P00533
Peso da Proteína	134 kDa
Envio	Bolsa de gelo