

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Egln1/Egln2 Para Wb, Elisa - Q9Gzt9/Q96Ks0

Número do item: CM0013641



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa EGLN1/EGLN2 (PHD2/PHD1) humanos, sensores de oxigênio que medeiam a hidroxilação do HIF. Validado para WB e ELISA; imunogênio de peptídeo sintético, enviado refrigerado. Ideal para estudos de sinalização de hipóxia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | EGLN1/EGLN2 pAb de Coelho                                                                                    |
| Observações/Apelido | EGLN1/EGLN2                                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 54583/112398                                                                                                 |
| GeneID              | 54583/112398                                                                                                 |
| Imunogênio          | Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 250-350 de EGLN1/EGLN2 humano (NP_071334.1/NP_444274.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                       |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                       |
| SWISS               | Q9GZT9/Q96KS0                                                                                                |
| Peso Proteico       | 36kDa/43kDa/46kDa/40kDa                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                 |