


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Egr1 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P18146

Número do item: CM0006859



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao EGR1 humano, validado para WB, IP, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para investigar regulação transcricional, proliferação celular e respostas ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EGR1 Rabbit mAb
Observações/Alias	TIS8; AT225; G0S30; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1958
GeneID	1958
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-250aa do EGR1 humano (NP_001955.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18146
Peso da Proteína	58kDa
Transporte	Bolsa de gelo