


Anti-Egr1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P18146

Número do item: CM0030291



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EGR1 humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudar regulação transcricional, supressão de tumores e resposta à isquemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EGR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TIS8; AT225; G0S30; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1958
GeneID	1958
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18146
Peso da Proteína	58 kDa
Envio	Saco com gelo