


## Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Egr1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P18146

Número do item: CM0028285



### introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-EGR1 para ELISA, WB, IF/ICC. Detecta a proteína EGR1 humana, de camundongo e rato em 58kDa. Ferramenta de pesquisa para estudos de regulação da transcrição, crescimento celular e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | EGR1 Rabbit pAb                                                                                                                                |
| Observações/Alias   | TIS8; AT225; G0S30; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1                                                                                     |
| Espécie             | Humana                                                                                                                                         |
| GeneID              | 1958                                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da EGR1 humana (NP_001955.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                       |
| SWISS               | P18146                                                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 58kDa                                                                                                                                          |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                  |