

Anticorpo Monoclonal Anti-Egr2 Para Wb, Ip, Elisa - P11161

Número do item: CM0005279

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho EGR2 validado para WB, IP, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transcrição e neurobiologia. - P11161

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EGR2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	AT591; CMT1D; CMT4E; KROX20; EGR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1959
ID do Gene	1959
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do EGR2 humano (NP_000390.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11161
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo