

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Egr3 Para Wb E Elisa - Q06889

Número do item: CM0029895

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EGR3 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. EGR3 é um fator de transcrição de dedo de zinco envolvido no desenvolvimento do fuso muscular. Adequado para pesquisas sobre doenças neuromusculares e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EGR3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EGR-3; PILOT; EGR3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1960
GeneID	1960
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do EGR3 humano (NP_004421.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q06889
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo