

Anti-Egr4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q05215

Número do item: CM0029487

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o EGR4 humano (Proteína de resposta de crescimento precoce 4) para aplicações de Western Blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EGR4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AT133; NGFIC; NGFI-C; PAT133; EGR4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1961
GeneID	1961
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 440-589 do EGR4 humano (NP_001956.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05215
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco de gelo