

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Egr4 Para Wb, Elisa - Q05215

Número do item: CM0018933

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra Egr4 (também conhecido como NGFIC, pAT133), validado para Western blot e ELISA com amostras de camundongo. Ideal para pesquisas sobre mitogênese e diferenciação mediadas por Egr4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Egr4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NGFIC; NGF1-C; NGFI-C; pAT133; Egr4
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	1961
ID do gene	13656
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-367 de Egr4 de camundongo (NP_065621.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q05215
Peso da proteína	62 kDa
Envio	Bolsa de gelo