


Anticorpo Monoclonal Anti-Ehd1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4M9

Número do item: CM0008639



introdução

Anti-EHD1 Rabbit mAb validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com EHD1 humano, de camundongo e de rato (61kDa). Ideal para pesquisas de tráfego de membrana, biogênese de cílio e via endocítica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EHD1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PAST; PAST1; H-PAST; HPAST1; EHD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10938
GeneID	10938
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do EHD1 humano (Q9H4M9).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H4M9
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco com gelo