

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ehd2 Para Wb, Elisa - Q9Nzn4

Número do item: CM0015419

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra EHD2 (PAST2) humano, uma proteína que contém domínio EH. Validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Apoia estudos sobre tráfego de membrana e regulação de caveolas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EHD2 Rabbit pAb
Observações/Alias	PAST2; EHD2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	30846
ID do Gene	30846
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 244-543 do EHD2 humano (NP_055416.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZN4
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo