

Anticorpo Policlonal Anti-Ehf Para Wb, Elisa - Q9Nzc4

Número do item: CM0027267

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EHF humano, validado para Western blotting (WB) e ELISA. Detecta EHF humano e de rato; imunógeno recombinante compreendendo aminoácidos 1-113. Adequado para pesquisa sobre diferenciação epitelial e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EHF Coelho pAb
Observações/Apelido	ESE3; ESEJ; ESE3B; EHF
Espécie	Humano
ID do Gene	26298 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-113 do EHF humano (NP_036285.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NZC4
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo