

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ehf Para Wb, Elisa - Q9Nzc4

Número do item: CM0005406

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-EHF para aplicações de Western blot e ELISA. Reconhece o fator homólogo ETS humano, um fator de transcrição nuclear crucial na diferenciação de células epiteliais e supressão de tumores. Útil para pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EHF Rabbit mAb
Observações/Apelido	ESE3; ESEJ; ESE3B; EHF
Espécie	Humano
GeneID (humano)	26298
GeneID	26298
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-113 do EHF humano (NP_036285.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZC4
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo