

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ehf Para Wb E Elisa - Q9Nzc4

Número do item: CM0016615

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator homólogo de ETS humano (EHF), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Útil para estudar a diferenciação epitelial, a regulação transcricional e os mecanismos de supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	EHF pAb de coelho
Observações/Alias	ESE3, ESEJ, ESE3B, EHF
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	26298
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-113 do EHF humano (NP_036285.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NZC4
Peso da proteína	35 kDa
Transporte	Bolsa de gelo