

Anticorpo Monoclonal Anti-Ehhadh Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q08426

Número do item: CM0010062

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra EHHADH humano (enzima bifuncional peroxissomal). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EHHADH mAb de coelho
Observações/Apelidos	LBP; ECHD; LBFP; MFE1; PBFE; FRTS3; L-PBE
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1962
GeneID	1962
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-284 da EHHADH humana (NP_001957.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08426
Peso Molecular da Proteína	79kDa
Transporte	Saco de gelo