

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ehhadh Para Wb E Elisa - Q08426

Número do item: CM0030848

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra EHHADH (enzima bifuncional peroxissomal) validado para WB e ELISA. Detecta EHHADH humano, de rato e de camundongo (~79 kDa), uma enzima chave na beta-oxidação de ácidos graxos peroxissomais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EHHADH pAb de Coelho
Observações/Apelido	LBP, ECHD, LBFP, MFE1, PBFE, FRTS3, L-PBE, EHHADH
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1962
GeneID	1962
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 444-723 do EHHADH humano (NP_001957.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08426
Peso Proteico	79kDa
Envio	Saco de Gelo