

Anticorpo Policlonal Anti-Ehmt1 Para Wb E Elisa - Q9H9B1

Número do item: CM0028280



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EHMT1 (GLP), validado para Western blot e ELISA. Detecta EHMT1 humano, de rato e camundongo (~141 kDa). Adequado para biologia da cromatina e pesquisa epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EHMT1 Coelho pAb
Observações/Apelido	GLP; GLP1; KMT1D; KLEFS1; FP13812; EHMT1-IT1; EUHMTASE1; Eu-HMTase1; EHMT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79813
ID do Gene	79813
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do EHMT1 humano (NP_079033.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q9H9B1
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Saco de gelo