


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ehmt2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Kq7

Número do item: CM0003914



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à histona metiltransferase EHMT2 (G9a). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta EHMT2 humano, de camundongo e rato. Adequado para estudos de repressão transcrricional epigenética. - Q96KQ7

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EHMT2 mAb de coelho
Observações/Apelidos	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; EHMT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10919
GeneID	10919
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-300 da EHMT2 humana (Q96KQ7).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96KQ7
Peso da Proteína	132 kDa
Envio	Bolsa de gelo