

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ei24 Para Wb, Elisa - O14681

Número do item: CM0022056

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o EI24 humano (EPG4/PIG8), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo das vias de apoptose e autofagia mediadas por p53.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	EI24 Rabbit pAb
Observações/alias	EPG4; PIG8; TP53I8; EI24
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	9538
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 240-340 do EI24 humano (NP_004870.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O14681
Peso da proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo