

## Anti-Eif1Ay Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - O14602

Número do item: CM0025448

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o EIF1AY humano (eIF-4C). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato, adequado para pesquisas de iniciação de tradução.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | EIF1AY pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | eIF-4C; EIF1AY                                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 9086                                                                                                                       |
| GeneID              | 9086                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-144 do EIF1AY humano (NP_004672.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | O14602                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 16kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                               |