


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eif2A Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05198

Número do item: CM0007401



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-eIF2 α de alta qualidade, validado para aplicações de WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Explore a função do fator 2 de iniciação da tradução eucariótica, subunidade 1, na resposta ao estresse e na síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	eIF2 α mAb de coelho
Observações/Alíás	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; eIF2 α
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1965
GeneID	1965
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-315 de eIF2 α humano (NP_004085.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P05198
Peso molecular	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo