

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Eif2A Para Wb, Elisa - Q9By44

Número do item: CM0020240



introdução

O anticorpo policlônico de coelho anti-eIF2A da CamelBio é validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com amostras humanas e de camundongo. Apoia pesquisas de iniciação da tradução e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eIF2A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
Espécie	Humana
GeneID (humano)	83939
GeneID	83939
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do eIF2A humano (NP_114414.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q9BY44
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de gelo