

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eif2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05198

Número do item: CM0015227



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra eIF2 α humano (fator de iniciação de tradução eucariótica 2 subunidade alfa). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar iniciação de tradução, resposta integrada ao estresse e mitofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eIF2 α Rabbit pAb
Observações/Apelido	EIF2, EIF-2, EIF2A, EIF-2A, EIF-2alpha, eIF2 α
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1965
GeneID	1965
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do eIF2 α humano (NP_004085.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05198
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Saco de gelo