

Anticorpo Policlonal Anti-Eif2Ak1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bqi3

Número do item: CM0016582

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EIF2AK1 (HRI) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com rato. Útil para pesquisa de resposta integrada ao estresse, deficiência de heme e mitofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF2AK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; EIF2AK1
Espécie	Humano
ID do Gene	27102
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 337-586 do EIF2AK1 humano (NP_055228.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9BQI3
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de Gelo