

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eif2Ak1 Para Wb, Elisa - Q9Bqi3

Número do item: CM0007031

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra EIF2AK1 humano, validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a cinase inibidora regulada por heme envolvida em respostas ao estresse, síntese de hemoglobina e disfunção mitocondrial. Adequado para pesquisa e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] EIF2AK1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; [KD Validado] EIF2AK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27102
ID do Gene	27102
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 337-586 do EIF2AK1 humano (NP_055228.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BQI3
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de gelo