

Anti-Eif2Ak1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Bqi3

Número do item: CM0027860

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra EIF2AK1 (HRI) para aplicações de WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudar a resposta integrada ao estresse, sensação de heme e controle traducional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] EIF2AK1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; K1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27102
ID do Gene	27102
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 371-630 do EIF2AK1 humano (NP_055228.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BQI3
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Saco de gelo