


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eif2B Epsilon (Eif2B5) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13144

Número do item: CM0010409



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra eIF2B epsilon (EIF2B5) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Essencial para o estudo da iniciação da tradução e das respostas ao estresse. UniProt Q13144.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra eIF2B epsilon (EIF2B5)
Observações/Alias	CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2B epsilon (EIF2B5)
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	8893
ID do gene	8893
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de eIF2B epsilon (EIF2B5) humano (Q13144)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q13144
Peso da proteína	80 kDa
Envio	Bolsa de gelo