


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eif2B Epsilon (Eif2B5) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13144

Número do item: CM0017839



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra eIF2B epsilon (EIF2B5) humano. Adequado para WB, IF/ICC, IP, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Essencial para estudar o início da tradução e a função do complexo eIF2B.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	eIF2B epsilon (EIF2B5) pAb de Coelho
Observações/Apelido	CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2B epsilon (EIF2B5)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8893
ID do Gene	8893
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 442-721 do eIF2B epsilon (EIF2B5) humano (NP_003898.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13144
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Saco com gelo