


Anticorpo Policlonais Anti-Eif2B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14232

Número do item: CM0029132



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EIF2B1 humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo. Ideal para estudos de regulação da tradução, função do complexo eIF2B e pesquisa sobre leucodistrofia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF2B1 Rabbit pAb
Observações/Alias	EIF2B; EIF2BA; EIF2Balpha; EIF2B1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1967
ID do Gene	1967
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-305 do EIF2B1 humano (NP_001405.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14232
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo