


Anticorpo Policlonal Anti-Eif2B2/Eif2Bbeta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49770

Número do item: CM0029937



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EIF2B2/eIF2Bbeta humano, validado para aplicações em WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de iniciação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF2B2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EIF2B; EIF2Bbeta; EIF-2Bbeta; EIF2B2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8892
GeneID	8892
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 1-120 do EIF2B2 humano (NP_055054.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49770
Peso Proteico	39kDa
Envio	Bolsa de gelo