


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eif2B3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr50

Número do item: CM0017255



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra EIF2B3, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Reconhece a subunidade gama do eIF2B, essencial para o início da tradução e a resposta ao estresse. Ideal para estudos de tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	EIF2B3 pAb de coelho
Observações/Apelido	EIF-2B; EIF2Bgamma; EIF2B3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8891
GeneID	8891
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da EIF2B3 humana (NP_065098.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9NR50
Peso da proteína	50 kDa
Transporte	Bolsa de gelo