

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Eif2B4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ui10

Número do item: CM0022835



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho Anti-EIF2B4 (Q9UI10) validado para WB, IF/ICC, ELISA em Humano, Camundongo e Rato. Ideal para investigar a função e regulação do complexo fator de iniciação da tradução eIF2B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF2B4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EIF2B; EIF-2B; EIF2Bdelta; EIF2B4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8890
GeneID	8890
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-100 da EIF2B4 humana (Q9UI10)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UI10
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo