

Anticorpo Monoclonal Anti-Eif2C3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9G7

Número do item: CM0003690



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra eIF2C3 humano (Argonaute-3), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Projetado para aplicações de pesquisa em RNAi e silenciamento gênico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-eIF2C3
Observações/Apelido	EIF2C3; Argonaute3; hAgo3; eIF2C3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	192669
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 721-860 do eIF2C3 humano (Q9H9G7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H9G7
Peso Proteico	97kDa
Remessa	Saco de gelo