


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Eif2S2 Para Wb, Elisa - P20042

Número do item: CM0024377



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra EIF2S2 humano (eIF2-beta), adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Uma ferramenta confiável para investigar mecanismos de iniciação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF2S2 Coelho pAb
Observações/Apêndice	EIF2, EIF2B, PPP1R67, EIF2beta, eIF-2-beta, EIF2S2
Espécie	Humano
GeneID	8894
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-175 do EIF2S2 humano (NP_003899.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20042
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo