


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eif2S3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P41091

Número do item: CM0025198



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EIF2S3 humano (eIF2γ), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Demonstra reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para investigar a regulação da tradução e a função do eIF2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF2S3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBRK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1968
ID do Gene	1968
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do EIF2S3 humano (NP_001406.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41091
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de Gelo