


Anticorpo Policlonal Anti-Eif3A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14152

Número do item: CM0018467



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra EIF3A humano, uma subunidade do complexo eIF3 crucial para o início da tradução. Validado em WB, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre síntese proteica, proliferação celular e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	EIF3A Rabbit pAb
Observações/alias	EIF3; P167; p180; p185; TIF32; EIF3S10; eIF3-p170; eIF3-theta; EIF3A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8661
GeneID	8661
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 de EIF3A humano (NP_003741.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q14152
Peso da proteína	167 kDa
Envio	Bolsa de gelo