


Anticorpo Policloal Anti-Eif3B Para Wb, If/Icc, Elisa - P55884

Número do item: CM0017776



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra eIF3B humana, uma subunidade do complexo do fator de iniciação da tradução eIF-3. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Peso molecular previsto de ~93 kDa. Ideal para pesquisa em tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eIF3B pAb de coelho
Observações/Apelidos	PRT1, EIF3S9, EIF3-ETA, EIF3-P110, EIF3-P116, eIF3B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8662
GeneID	8662
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-350 da eIF3B humana (NP_003742.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55884
Peso Proteico	93kDa
Envio	Saco de gelo