

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eif3B Para Wb, If/Icc, Elisa - P55884

Número do item: CM0012480



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra eIF3B humano, validado para Western blot, imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de iniciação da tradução e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho eIF3B
Observações/Apelido	PRT1; EIF3S9; EIF3-ETA; EIF3-P110; EIF3-P116; eIF3B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8662
GeneID	8662
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 101-200 do eIF3B humano (NP_003742.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55884
Peso Proteico	93kDa
Remessa	Saco de gelo