


Anticorpo Policlonal Anti-Eif3C Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99613

Número do item: CM0030991



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho EIF3C validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta EIF3C humano, de rato e camundongo (eIF3-p110), uma subunidade central do complexo de iniciação da tradução eIF-3. Ideal para estudos de síntese proteica e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF3C Coelho pAb
Observações/Apelido	EIF3CL; EIF3S8; eIF3-p110; EIF3C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8663
ID do Gene	8663
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 694-913 do EIF3C humano (NP_003743.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99613
Peso Proteico	106kDa
Envio	Saco de gelo