


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eif3D Para Wb, If/Icc, Elisa - O15371

Número do item: CM0025185



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EIF3D humano (eIF3-zeta). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudar iniciação da tradução, proliferação celular e interações hospedeiro-vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF3D Rabbit pAb
Observações/Apêndice	EIF3S7; eIF3-p66; eIF3-zeta; EIF3D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8664
ID do Gene	8664
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15371
Peso Proteico	64kDa
Envio	Saco de gelo